


## Область применения:

- Инсульт
- ДЦП, органические поражения головного мозга
- Травмы спинного и головного мозга
- Нейропатии (заболевания, возникающие вследствие нарушения функции какого-либо нерва)
- Миелопатии (повреждение нервных тканей в спинном мозге)
- Любые поражения ЦНС, приводящие к подобной симптоматике
- Спортсмены
- Люди с продолжительным болевым синдромом (в т.ч. после СВО)
- Post-COVID синдром.



Без сертифицированного специалиста НЕ подбирать  
и НЕ программировать:



Основные измерения			
1 – общий рост			
Куртка		справа	слева
2 – длина от плеча до запястья			
3 – ширина плеч			
4 – длина куртки от шеи до бедер			
5 – обхват груди			
6 – обхват бицепса			
7 – обхват запястья			
8 – обхват талии			
9 – обхват бедер			
Дополнительно (по возможности)			
11 – длина плеча			
12 – длина предплечья			
13 – обхват выше сустава			
Брюки		справа	слева
A – от талии до лодыжки (щиколотки)			
B – от промежности до лодыжки			
C – обхват бедра			
D – обхват лодыжки (щиколотки)			
Дополнительно (по возможности)			
E – обхват выше сустава			
F – обхват голени			



# REFORMA®

## Костюм-тренажер электроимпульсный





Производство РФ, костюм электроимпульсный REFORMA.  
Выпускаются в 13 детских 5 женских и 5 мужских размерах.

НКМИ 181480



Параметры:

дети			мужские размеры			
дети рост см.	обхват груди	размер	рост	обхват груди	обхват талии	
92	48	46 (S)	176	92	80	
98	52	48-50 (M)	176	98	86	
104	52	50 (L)	182	104	92	
110	56	52 - 54 (XL)	182	110	98	
116	60	56 (XXL)	188	116	104	
122	64					
128	64					
			женские размеры			
		размер	рост	обхват груди	обхват талии	обхват бедер
134	68	40 (XS)	164	80	60	88
140	72	42-44 (S)	164	86	64	94
146	76	46-48 (M)	170	92	70	100
152	80	50 (L)	170	98	76	106
158	84	52 (XL)	176	104	82	112

Стандартная комплектация.

- эластичный костюм (куртка и брюки), с внутренней стороны которого расположено 58 электродов;
- сетчатый мешок для стирки – 2 шт.;
- блок управления – 1 шт.;
- аккумулятор для блока управления;
- кабель для зарядки аккумулятора;
- кабель HDMI – micro HDMI, производства REFORMA 0,2 м – 4 шт.;
- кабель для подключения блока управления к компьютеру USB 2.0 AM-miniB EX1079RUS;
- ремень
- ПО (программное обеспечение)

Функции и применение:

- 23 Размера
- 4 цвета.
- РУ: [РЗН 2020/11530](#)
- Патент: RU 2649475 C1 от 23.01.2017
- Снижает спастичность мышц
- Снимает болевой синдром
- Предотвращает развитие вторичных осложнений из-за спастичности мышц
- Восстанавливает нормальную двигательную активность пациента и его адаптацию к социально-бытовым условиям жизнедеятельности
- Обеспечивает закрепление новых двигательных навыков
- Улучшает качество походки
- Укрепляет мышцы при атонии
- Увеличивается амплитуда движений с суставах
- Происходит нормализация гормонального фона
- Улучшается качество сна